

Richtwerte-Tabelle 3-Shape

STANDARD FÜR KRONEN & BRÜCKEN: AUF STUMPF / ABUTMENT

| | Zirkon | | NEM + Titan | | PMMA | Wachs | E.max | PEEK |
|-----------------------|--------|----------|-------------|----------|------|-------|-------|------|
| | Stumpf | Abutment | Stumpf | Abutment | | | | |
| Passungsparameter | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Zementspalte | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Passungsp. - Höhe | 1 | | | | | | | |
| Übertragungsbreite | 0,2 | | | | | | | |
| Fräserradius | 0,6 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1 |
| Abst. Fräserkorrektur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|
| Wandstärke | 0,6 | 0,6 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,6 |
| Wandhöhe | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--|------|------|------|-----|------|------|
| Randstärke | 0,2 | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,15 |
| Randwinkel | 75° | | 75° | | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Schenkellänge | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| | | Zirkon auf Zirkon | Zirkon auf Impl. Brücke / Klebebasis (gescannt) | NEM auf Klebebasis | Indiv. Abutment + Kappe (Zirkon / PMMA) |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|---|
| Zusätzliche Werte | Passungsparameter | 0 | 0,1 | 0,04 | 0 2° |
| | Zementspalt | 0 | 0,015 | 0,04 | 0,02 |
| | Fräserradius | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |